

Angående bortskaffelse af batterier:

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.



Importeret af Seagull aps. www.seagull-healthcare.dk

Minivægt Brugervejledning

Dahlia 

Specifikationer

- Vægten har et høj præcisions sensor system.
- Kapacitet: 150kg
- Inddeling: 100g
- Fodkontakt til tænd og sluk
- Automatisk nulstilling
- Automatisk slukning
- Indikator for lavt batteri
- Indikator for over-load

Strømforsyning

Batteri: 1x 3V CR2032 lithium batteri.

Prøvebatterier medfølge og er isat.

Såfremt displayet viser "Lo", åbnes batteridækslet og batterierne udskiftes med nye.

Når du træder med af vægten, vil den automatisk slukke, hvis den ikke bruges i ca 8 sekunder.

Anvendelse

Tænd for strømmen til vægten på bagsiden.

Træk LCD displayet ud og sæt vægten på et hårdt og plant underlag (undgå at stille den på gulvtæpper og andre bløde underlag)

Tænd vægten ved at vippe den let. Det gøres nemt ved at løfte den ene side af vægten 1-2 cm og give slip. Herved tænder displayet



Vær helt sikker på, at der står 0.0 på displayet, før du står op på vægten, ellers vil vægten veje forkert.

Stil dig roligt op på vægten og placer fødderne med lidt afstand. Stå helt stille og vent mens vægten vejer. Din vægt bliver vist på displayet, og du kan nu træde ned af vægten.



Over-load-indikator

Hvis personen vejer mere end vægtens kapacitet (over 150 kg), vil "Err" fremkomme på skærmen.

Råd til brug og pleje

- Placering af din vægt på et hårdt og plant underlag sikrer den største præcision i vejningen
- Du bør altid veje dig på den samme vægt på det samme underlag for at få sammenlignelige resultater.
- Ujævne underlag (f.eks. fuger i fliserne) kan medføre svingende resultater
- Vej dig uden tøj og fodtøj, før måltider og altid på samme tid af dagen. Hver morgen er det bedste tidspunkt.
- Din vægt runder op eller ned til nærmeste 100 g, hvis du vejer dig selv to gange og får to forskellige resultater, ligger din vægt mellem de to.
- Rens din vægt med en fugtig klud, men lad ikke vandet trænge ind i vægten. Du bør ikke anvende kemiske rengøringsmidler.
- Lad ikke din vægt blive oversvømmet af vand, da dette kan beskadige elektronikken.
- Vægten bør ikke opbevares i lodret position, da det kan dræne batterierne.
- Fjern batterierne, hvis vægten ikke bliver brugt i lang tid.
- Behandl vægten med varsomhed, det er et præcist instrument. Undgå at tabe den, eller at hoppe på den.
- Undlad at bære vægten i displayet, da dette vil kunne ødelægge displayet.
- Personvægten er ikke beregnet til klinikbrug.